

**Bandejas para Incubadoras vibratorias****GFL****Bandejas para Incubadoras vibratorias****Bandeja 3966 para el tipo 3031 y aparatos vibratorios 3011 hasta 3018**

De acero inoxidable 450 x 450 mm, con orificios. Para sujetar con pinzas matraces Erlenmeyer y otros accesorios

**Bandeja 3970 para el tipo 3032**

De acero inoxidable 450 x 300 mm, con orificios. Para sujetar con pinzas matraces Erlenmeyer y otros accesorios.

**Bandeja 3980 para el tipo 3033 y aparatos vibratorios 3019 y 3020**

De aluminio anodizado de 3 mm de espesor, 670 x 537 mm, con orificios. Para sujetar con pinzas matraces Erlenmeyer y otros accesorios.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09837936 | Trays,st.steel,for Erlenmeyer flasks,w/ | 1 pz.     |
| LLG09837980 | Tray,aluminium,with 99 holes for clipsw | 1 pz.     |
| LLG09837990 | Tray,st.steel,for fastening clips, w/o. | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

