

**Tomamuestras desechables**

Transparentes. Estos tomamuestras desechables han sido desarrollados especialmente para el muestreo de líquidos fuertemente adhesivos para evitar un proceso de limpieza complicado. El PE proporciona una superficie que resiste la adhesión del material de la muestra, minimizando la retención de la muestra en el tomamuestras de inmersión.



Code	Description	Packaging
LLG06303782	Dispos. plunging siphon 100 cm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

