

**Molino de disco DM 200****Retsch****Molino de disco DM 200**

Para la molienda preliminar y fina de sustancias medio duras y duro-quebradizas en cargas. Los discos de molienda están disponibles en 4 materiales diferentes. **Pedir los discos de molienda por separado.**

- Ajuste exacto de la anchura de la ranura
- Conector para la extracción de polvo

Especificaciones

Tamaño de la alimentación: hasta 20 mm

Finura final: hasta 0,1 mm

Capacidad: 2,5 l

Dimensiones (An x L x Alt): 440 x 400 x 870 mm

Peso: 140 kg

Fuente de alimentación: 3/N~ 400 V, 50/60 Hz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

