

**Incubador con regulación mecánica, Serie B 28****BINDER****Incubador con regulación mecánica, Serie B 28**

Pequeño y robusto aparato que ocupa poco espacio y cuenta con regulación hidráulico-mecánica y cambio de aire regulable para unas condiciones de cultivo exactas.

- Intervalo de temperatura: 30°C hasta 70°C
- Estrangulador de aire regulable
- Puerta interior de vidrio



Code	Description	Packaging
LLG09883556	Incubator B 28without overheat cut-out,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

