

**Incubador con regulación mecánica, Serie B 28****BINDER****Incubador con regulación mecánica, Serie B 28**

Pequeño y robusto aparato que ocupa poco espacio y cuenta con regulación hidráulico-mecánica y cambio de aire regulable para unas condiciones de cultivo exactas.

- Intervalo de temperatura: 30°C hasta 70°C
- Estrangulador de aire regulable
- Puerta interior de vidrio



Code	Description	Packaging
LLG09883556	Incubator B 28without overheat cut-out,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

