

**Estufa de secado serie E28****BINDER****Estufa de secado serie E28**

Estufas robustas, de bajo perfil, que ahorran espacio, con ventilación mecánica y ajustable de la cámara.

- Rango de temperatura: 60 a 230 °C
- Control de temperatura del termostato hidráulico
- Trampilla de aire de escape ajustable
- Temporizador 0 a 120 minutos
- Disponibles con o sin TB (Clase 1)
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz

En el cuadro se indica el número de estantes incluidos en el material de suministro.



Code	Description	Packaging
LLG09883543	Drying oven/hot air sterilizerswithout	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

