



Reloj de pared controlado por radio

Reloj de pared controlado por radio

- Reloj radiocontrolado de máxima precisión
- Visualización analógica con segundero
- Visualización digital de la fecha
- Esfera grande
- Ideal para el hogar, la oficina, la sala de espera, el vestíbulo o el vestíbulo de entrada y como regalo
- Ø 300mm
- Batería incluida 1,5 V AA



Code	Description	Packaging
LLG09851019	Wireless wall clock with dateø 300 x 47	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

