



Tubos de almacenamiento Matrix™ con código de barras 2D, hasta -20 °C


Thermo Elect.LED GmbH  
(Matrix)

### Tubos de almacenamiento Matrix™ con código de barras 2D, hasta -20 °C

Los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Thermo Scientific Matrix™ permiten un almacenamiento robusto para volúmenes de muestras que van desde 0,2 ml hasta 1,4 ml en formato de 96 tubos. Los tubos se moldean a partir de resinas de grado médico y el proceso de grabado del código 2D permanente ofrece una mayor fiabilidad y trazabilidad de las muestras biológicas o de los compuestos genómicos.

#### Seguimiento seguro

- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo lo que permite explorar y decodificar los tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y se asocian los datos de la muestra con cada tubo
- Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
- Una vez que los datos de la muestra se almacenan, simplemente escanee el tubo utilizando la función de búsqueda en la base de datos para acceder instantáneamente a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento



#### Formato de almacenamiento superior

- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- A diferencia de los tubos o bloques de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento con código de barras Matrix de formato 96 2D están disponibles en bastidores apilables patentados y microplacas para ahorrar espacio en su congelador, en el refrigerador, en el almacén en la mesa

#### Control de calidad riguroso

- Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
- Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para



garantizar su integridad y la seguridad de las muestras  
Soluciones para el seguimiento de las muestras almacenadas en cualquier tipo  
de laboratorio.

Disponible una amplia gama de opciones de sellado incluyendo Matrix ä  
Duraseals y Sepraseals sólidos o pre-ranurados que satisfacen los  
requerimientos individuales de almacenamiento.

Code	Description	Packaging
LLG04658280	Tubes NS 1.4ml with 2D barcode Trk/1000	1000 pz.
LLG04658281	Tubes NS 1.4ml with 2D barcode Trkm/960	960 pz.
LLG04658283	Tubes 0.75ml w. 2D barcode PP, V-bo/960	960 pz.
LLG04658284	Tubes 0.75ml w. 2D barcode PP, V-bo/960	960 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04658285	Tubes 0.5ml w. 2D barcode PP, V-bot/960	960 pz.
LLG04658286	Tubes 0.5ml w. 2D barcode PP, V-bot/960	960 pz.
LLG04658287	Tubes 0.5ml w. 2D barcode PP, V-bot/960	960 pz.
LLG04658288	Tubes 0.75ml w. 2D barcode PP, V-bo/960	960 pz.
LLG04658295	Tubes 500µl w. 2D barcode PP, V-bot/960	960 pz.
LLG04658296	Tubes 1.4ml w. 2D barcode PP, V-bo/1000	1000 pz.
LLG04658297	Tubes 1.4ml w. 2D barcode PP, V-bot/960	960 pz.
LLG04658298	Tubes 1.4ml w. 2D barcode	960 pz.
LLG04658299	Tubes 1.4ml w. 2D barcode PP, V-bot/960	960 pz.
LLG04658313	Tubes 1.4ml with 2D barcode sterile/960	960 pz.
LLG04658314	Tubes 0.75ml with 2D barcode pack /1000	1000 pz.
LLG04658315	Tubes 0.75ml with 2D barcode pack o/960	960 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

