

**Cámaras de secado de seguridad, FDL****BINDER****Cámaras de secado de seguridad, FDL**

Una cámara de secado de seguridad de BINDER asegura los mejores resultados en las pruebas de sus pinturas y materiales de recubrimientos con contenido en disolventes, con la temperatura exacta incluso con fuertes cambios de aire.

- Volumen de disolventes definido según EN 1539
- La tecnología APT.line™ de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Controlador de selección de temperatura clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem
- Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

