



## Autoclaves portátiles sin calentamiento

### Autoclaves portátiles sin calentamiento

Para esterilización a vapor presurizada. Hasta 3 bar, 143°C. Si se solicita existe la versión de 4 bar. Tapa y recipiente de acero inoxidable. Termómetro indicador de la temperatura.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

