

**Sifón de aspiración****Bürkle****Sifón de aspiración**

Transparente con llave de paso. Fácil de usar, adecuado para la dispensación ocasional de líquidos no agresivos desde un bidón superior a un recipiente inferior, siguiendo el principio de sifonado.



Code	Description	Packaging
LLG09001355	Siphoning pumps,with stopcockimmersion	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

