

**Esterilizador de llama / Soplete Soudogaz® X 2000 / X 2000 PZ****Esterilizador de llama / Soplete Soudogaz® X 2000 / X 2000 PZ**

Regulación del caudal de aire para un ajuste continuo del tamaño de la llama.

Para el servicio con cartucho de gas C 206 GLS

-Con una carcasa duradera para proteger el cartucho

-Para flameado y esterilización

-Dispositivo portátil móvil

-Posibilidad de manejo con una sola mano

Peso: 380 g sin cartucho

Consumo: 120 g/h

Temperatura de llama: aprox. 1750°C



| Code        | Description                   | Packaging |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| LLG09018539 | Blowtorch Soudogaz® X 2000 PZ | 1 pz.     |
| LLG09018540 | Blowtorch Soudogaz® X 2000    | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

