



Esterilizador de llama / Soplete Soudogaz[®] X 2000 / X 2000 PZ

Esterilizador de llama / Soplete Soudogaz[®] X 2000 / X 2000 PZ

Regulación del caudal de aire para un ajuste continuo del tamaño de la llama. Para el servicio con cartucho de gas C 206 GLS

- Con una carcasa duradera para proteger el cartucho
- Para flameado y esterilización
- Dispositivo portátil móvil
- Posibilidad de manejo con una sola mano

Peso: 380 g sin cartucho

Consumo: 120 g/h

Temperatura de llama: aprox. 1750°C



Code	Description	Packaging
LLG09018539	Blowtorch Soudogaz® X 2000 PZ	1 pz.
LLG09018540	Blowtorch Soudogaz® X 2000	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

