



Tubos de almacenamiento Matrix[®]; con código de barras 2D, sin tapa roscada, estériles

Thermo Elect.LED GmbH
(Matrix)

Tubos de almacenamiento Matrix[™] con código de barras 2D, sin tapa roscada, estériles

Para almacenar muestras de manera segura a bajas temperaturas, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor.



Code	Description	Packaging
LLG04658408	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode w//480	480 pz.
LLG04658409	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode w//480	480 pz.
LLG04658410	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode w//480	480 pz.
LLG04658411	Tubes 1.0ml amber, w. 2D barcode w//480	480 pz.
LLG04658421	Tube 500µl w/o. screw cap V-bottom,/480	480 pz.
LLG04658422	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode w//480	480 pz.
LLG04658423	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode w//480	480 pz.
LLG04658424	Tubes 500µl amber, w. 2D barcode w//480	480 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

