

**Estufas de secado serie ED, FD, FED - Línea Classic****BINDER****Estufas de secado serie ED, FD, FED - Línea Classic**

Diversidad para todos los tipos de térmicos, ya sea un secado eficiente, temperaturas elevadas controladas a largo plazo o tareas de esterilización para una distribución homogénea de la temperatura: una estufa y cámara de calentamiento BINDER está a la altura de cualquier tarea gracias a su amplio rango de temperatura.

Serie ED: Estufas de secado con convección natural.

Serie FD: Estufas de secado con convección forzada.

Serie FED: Estufas con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas.

Equipo:

- Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 300°C

- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente clase 2 (DIN 12880), con alarma visual de temperatura

- Interfaz RS 422 opcional para el software de comunicación del Sistema de Control de Datos APT-COM™



En el cuadro se indica el número de estantes incluidos en el material de suministro.



Code	Description	Packaging
LLG09883529	General purpose ovens/hot Air sterilize	1 pz.
LLG09883551	General purpose oven/hot air sterilizer	1 pz.
LLG09883803	Drying Ovens, Model FD400,upto +300°C,c	1 pz.
LLG09883808	Drying ovens FD 23,upto +300°C, 20 ltrs	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

