

**Cámaras climáticas, serie KBW, KBWF****BINDER****Cámaras climáticas, serie KBW, KBWF**

Las cámaras climáticas de BINDER disponen de unas condiciones de iluminación homogéneas con temperatura y humedad constantes. El sistema de humidificación de reacción rápida, la potente refrigeración y la distribución homogénea de la luz proporcionan unas condiciones óptimas para el crecimiento.

Serie KBW: Cámara climática con luz.

Serie KBWF: Cámara climática con luz y humedad.

Equipamiento:

- La tecnología APT.line™ de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente
- Rango de temperatura: desde 0 °C hasta 70 °C (sin humedad ni iluminación)
- Rango de humedad sin luz: desde 10% hasta 80% h.r.
- 2 bandejas de luz de posicionamiento variable con 5 lámparas de luz diurna cada una, regulables por niveles
- Controlador con programación a tiempo real y segmentos de tiempo
- Registrador de gráficos electrónico integrado
- Sistema de humidificación y deshumidificación regulado con sensor de humedad capacitivo (KBWF)
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

