

**Instrumento de medición al vacío VACUU-VIEW****VACUUBRAND****Instrumento de medición al vacío VACUU-VIEW**

El vacuómetro inicial VACUU-VIEW cubre el rango de medición desde la presión atmosférica hasta 0,1 mbar con gran precisión. El vacuómetro VACUU-VIEW combinado con el vacuómetro de precisión VACUU-VIEW trabaja en el rango mejorado desde atmósfera hasta 10-3mbar. Las pantallas iluminadas de ambos vacuómetros permiten una lectura cómoda.

-Sensores de vacío resistentes a los productos químicos, muy fiables en condiciones de laboratorio duras, incluso en el caso de productos químicos muy agresivos

-Alta repetibilidad y precisión a largo plazo bajo todas las condiciones típicas  
resultados fiables y repetibles

-Pantalla con manejo guiado por menús, fácil de usar, p. ej. para la configuración de la unidad

-Compatible con el calibrador DCP 3000 y el controlador CVC 3000 o VACUU-SELECT

-El producto se entrega listo para su uso

**VACUU-VIEW**

Sensor de diafragma cerámico resistente a los productos químicos para la medición en el rango de vacío inicial. VACUU-VIEW proporciona una indicación de presión independiente del gas con una lectura capacitiva precisa. Máxima precisión y resistencia química en el rango desde atmósfera hasta 0,1 mbar, un medidor perfecto para todas las aplicaciones de vacío inicial.

**VACUU-VIEW extended**

La resistente combinación de sensor de diafragma cerámico y sensor Pirani encamisado cerámico asegura lecturas confiables en el amplio rango desde atmósfera hasta 10-3mbar. Precisión y resistencia química en un rango excepcionalmente amplio, un calibrador cubre todas las aplicaciones en el rango de vacío preciso y aproximado.

**Especificaciones**

**Rango de medición VACUU-VIEW: 1100 a 0,1mbar (hPa) / 825 a 0,075 torr**

**Rango de medición del VACUU-VIEW extended: 1100 a 0,001 mbar (hPa) / 825 a 0,001 torr**

**Precisión VACUU-VIEW:  $\pm 1$  mbar (hPa)**



**Precisión VACUU-VIEW extended:  $\pm 15$  % del valor indicado en la gama desde 0,01-5 mbar (hPa)**  
 **$\pm 3$  mbar para  $>5$  mbar (hPa)**  
**Conexión al vacío: KF DN 16 / boquilla de manguera DN 6/10 mm**  
**Dimensiones (L x An x Alt): 103 x 62 x 50 mm**  
**Peso: 190 g**  
**Fuente de alimentación: 100-230 V, 50/60 Hz**

| Code        | Description                      | Packaging |
|-------------|----------------------------------|-----------|
| LLG06268864 | VACUU VIEW extended Vacuum gauge | 1 pz.     |
| LLG06268865 | VACUU VIEW Vacuum gauge          | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

