

**Instrumento de medición al vacío VACUU-VIEW****VACUUBRAND****Instrumento de medición al vacío VACUU-VIEW**

El vacuómetro inicial VACUU-VIEW cubre el rango de medición desde la presión atmosférica hasta 0,1 mbar con gran precisión. El vacuómetro VACUU-VIEW combinado con el vacuómetro de precisión VACUU-VIEW trabaja en el rango mejorado desde atmósfera hasta 10-3mbar. Las pantallas iluminadas de ambos vacuómetros permiten una lectura cómoda.

- Sensores de vacío resistentes a los productos químicos, muy fiables en condiciones de laboratorio duras, incluso en el caso de productos químicos muy agresivos
- Alta repetibilidad y precisión a largo plazo bajo todas las condiciones típicas resultados fiables y repetibles
- Pantalla con manejo guiado por menús, fácil de usar, p. ej. para la configuración de la unidad
- Compatible con el calibrador DCP 3000 y el controlador CVC 3000 o VACUU-SELECT
- El producto se entrega listo para su uso

**VACUU-VIEW**

Sensor de diafragma cerámico resistente a los productos químicos para la medición en el rango de vacío inicial. VACUU-VIEW proporciona una indicación de presión independiente del gas con una lectura capacitiva precisa. Máxima precisión y resistencia química en el rango desde atmósfera hasta 0,1 mbar, un medidor perfecto para todas las aplicaciones de vacío inicial.

VACUU-VIEW extended

La resistente combinación de sensor de diafragma cerámico y sensor Pirani encamisado cerámico asegura lecturas confiables en el amplio rango desde atmósfera hasta 10-3mbar. Precisión y resistencia química en un rango excepcionalmente amplio, un calibrador cubre todas las aplicaciones en el rango de vacío preciso y aproximado.

Especificaciones

Rango de medición VACUU-VIEW: 1100 a 0,1mbar (hPa) / 825 a 0,075 torr

Rango de medición del VACUU-VIEW extended: 1100 a 0,001 mbar (hPa) / 825 a 0,001 torr

Precisión VACUU-VIEW: ± 1 mbar (hPa)



Precisión VACUU-VIEW extended: ± 15 % del valor indicado en la gama desde 0,01-5 mbar (hPa)

± 3 mbar para > 5 mbar (hPa)

Conexión al vacío: KF DN 16 / boquilla de manguera DN 6/10 mm

Dimensiones (L x An x Alt): 103 x 62 x 50 mm

Peso: 190 g

Fuente de alimentación: 100-230 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG06268864	VACUU VIEW extended Vacuum gauge	1 pz.
LLG06268865	VACUU VIEW Vacuum gauge	1 pz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

