



## Fascos destilación Engler, DURAN<sup>®</sup>

### Fascos destilación Engler, DURAN<sup>®</sup>

Los fascos de destilación Engler DURAN<sup>®</sup> son los fascos idoneos para aplicaciones de calefacción y destilaciones debido a la distribución uniforme del espesor de la pared. Ambos fascos se fabrican a partir de un vidrio de borosilicato hidrolíticamente resistente 3.3.

- ASTM D86
- DIN EN ISO 3405



Code	Description	Packaging
LLG07022192	Distilling flask, Engler, DURAN, ASTM/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

