



Fascos destilación Engler, DURAN[®]

Fascos destilación Engler, DURAN[®]

Los fascos de destilación Engler DURAN[®] son los fascos idoneos para aplicaciones de calefacción y destilaciones debido a la distribución uniforme del espesor de la pared. Ambos fascos se fabrican a partir de un vidrio de borosilicato hidrolíticamente resistente 3.3.

- ASTM D86
- DIN EN ISO 3405



Code	Description	Packaging
LLG07022192	Distilling flask, Engler, DURAN, ASTM/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

