



## Pipetas serológicas LLG, PS, estériles

### Pipetas serológicas LLG, PS, estériles

Las pipetas serológicas de LLG son ideales para aplicaciones serológicas estériles y en cultivos celulares. Las escalas de graduación fáciles de leer facilitan la medición del volumen y la dosificación. Todas las pipetas serológicas de LLG tienen tapón, son estériles, no pirogénicas y tienen una capacidad de volumen elevada gracias a unas graduaciones extra.

-También disponibles como pipetas cortas (5 ml, 10 ml y 25 ml) o pipetas de boca ancha (10 ml)

-Las pipetas de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml y 50 ml contienen una escala de graduación secundaria bidireccional para una dosificación precisa

-Aro con código de color para identificar fácilmente el volumen

-Envase individual en envase de plástico/papel fácil de abrir



Code	Description	Packaging
LLG06265881	LLG-Short serological pipettes type/200	200 pz
LLG06265882	LLG-Short serological pipettes type/150	150 pz.
LLG06265883	LLG-Short serological pipettes type/100	100 PZ
LLG06268240	Serological pipette 110 ml sterile x200	200 pz.
LLG07930401	LLG-Serological pipettes type 1, 5m/200	200 pz
LLG07930403	LLG-Serological pipettes type 1, 25/150	150 pz
LLG09380440	LLG-Serological pipettes type 1, 1m/500	500 pz
LLG09380441	LLG-Serological pipettes type 1, 2 /500	500 pz
LLG09380442	LLG-Serological pipettes type 1, 10/200	200 pz
LLG09380443	LLG-Serological Pipettes type 1, 50/100	100 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

