

**Termómetros de propósito general LLG economy****LLG Labware****Termómetros de propósito general LLG *economy***

Varilla sólida, esmaltado de color amarillo, graduación resistente a ácidos y alcalinos. Relleno rojo o relleno azul respetuoso con el medio ambiente.



Code	Description	Packaging
LLG09237010	Glass thermometer -10+50C liq Red	1 pz.
LLG09237011	LLG-General purpose thermometer "economy	1 pz.
LLG09237012	LLG-General purpose thermometer "economy	1 pz.
LLG09237013	LLG-General purpose thermometer "economy	1 pz.
LLG09237014	LLG-General purpose thermometer "economy	1 pz.
LLG09237015	"LLG-Thermometer ""economy"" -10/0...110	1 pz.
LLG09237016	Glass thermometer -10+110C liq blue	1 pz.
LLG09237017	Glass thermometer -10+150C liq blue	1 pz.
LLG09237018	Glass thermometer 0+250C liq blue	1 pz.
LLG09237019	Glass thermometer 0+360C liq blue	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

