



Tubos de almacenamiento Matrix® con código de barras 2D y tapón roscado, estériles

Thermo Elect.LED GmbH  
(Matrix)

### **Tubos de almacenamiento Matrix™ con código de barras 2D y tapón roscado, estériles**

Para el almacenamiento en fase gaseosa de nitrógeno líquido. Tubos de tapón de rosca Matrix® con código 2D para el almacenamiento de muestras hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. El formato SBS con rejilla de 8 x 12 permite el almacenamiento tanto manual como automatizado. Los tubos de tapón de rosca en 2D pueden ser recogidos y clasificados por un robot.



Code	Description	Packaging
LLG04658398	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658399	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	1 conf
LLG04658400	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658401	Tubes 1.0ml amber, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658412	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658413	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658414	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658415	Tube 500µl amber, w. 2D barcode scr/480	480 pz.
LLG04658426	Universal tubes 0,2ml, 2D barcoded,/480	480 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

