



Tubos de almacenamiento Matrix®; con código de barras 2D y tapón roscado, estériles

Thermo Elect.LED GmbH
(Matrix)

Tubos de almacenamiento Matrix™ con código de barras 2D y tapón roscado, estériles

Para el almacenamiento en fase gaseosa de nitrógeno líquido. Tubos de tapón de rosca Matrix® con código 2D para el almacenamiento de muestras hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. El formato SBS con rejilla de 8 x 12 permite el almacenamiento tanto manual como automatizado. Los tubos de tapón de rosca en 2D pueden ser recogidos y clasificados por un robot.



Code	Description	Packaging
LLG04658398	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658399	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	1 conf
LLG04658400	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658401	Tubes 1.0ml amber, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658412	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658413	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658414	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658415	Tube 500µl amber, w. 2D barcode scr/480	480 pz.
LLG04658426	Universal tubes 0,2ml, 2D barcoded,/480	480 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

