



Tubos de almacenamiento Matrix®; con código de barras 2D y tapón roscado, estériles

Thermo Elect.LED GmbH  
(Matrix)

**Tubos de almacenamiento Matrix™ con código de barras 2D y tapón roscado, estériles**

Para el almacenamiento en fase gaseosa de nitrógeno líquido. Tubos de tapón de rosca Matrix con código 2D para el almacenamiento de muestras hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. El formato SBS con rejilla de 8 x 12 permite el almacenamiento tanto manual como automatizado. Los tubos de tapón de rosca en 2D pueden ser recogidos y clasificados por un robot.



Code	Description	Packaging
LLG04658398	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658399	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	1 conf
LLG04658400	Tubes 1.0ml clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658401	Tubes 1.0ml amber, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658412	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658413	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658414	Tubes 500µl clear, w. 2D barcode an/480	480 pz.
LLG04658415	Tube 500µl amber, w. 2D barcode scr/480	480 pz.
LLG04658426	Universal tubes 0,2ml, 2D barcoded,/480	480 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

