

**Tapón de rosca GL 45 con soporte para sonda de temperatura, DURAN®****Tapón de rosca GL 45 con soporte para sonda de temperatura, DURAN®**


El soporte de la sonda de temperatura DURAN® GL 45 consiste en un soporte de acero inoxidable que se encaja de forma permanente en una tapa azul de polipropileno DURAN® GL 45. El soporte admite las sondas metálicas de medición de temperatura de 6,0 mm que se utilizan habitualmente en los autoclaves y esterilizadores de laboratorio.

Aplicaciones

- Esterilización de rutina / ciclos de autoclave
- Pruebas de "penetración de calor en la cámara de carga" durante la calificación de rendimiento (PQ)
- Pruebas de rendimiento después del mantenimiento o reparación del autoclave

Características

- Utilizable con los frascos de laboratorio GL 45 originales de DURAN® (1000 ml o menos).
- La profundidad de la sonda se puede ajustar para adaptarse al tamaño del frasco
- Férula ajustable adecuada para sondas de 6,0 mm de diámetro
- Código de rastreo para la trazabilidad del producto y certificado descargable
- Fácil posicionamiento del sensor en el centro de la botella



Code	Description	Packaging
LLG09072178	Screw cap GL 45, PP with Temperature /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

