



## Tapón de rosca GL 45 con soporte para sonda de temperatura, DURAN®

### Tapón de rosca GL 45 con soporte para sonda de temperatura, DURAN®


El soporte de la sonda de temperatura DURAN® GL 45 consiste en un soporte de acero inoxidable que se encaja de forma permanente en una tapa azul de polipropileno DURAN® GL 45. El soporte admite las sondas metálicas de medición de temperatura de 6,0 mm que se utilizan habitualmente en los autoclaves y esterilizadores de laboratorio.

### Aplicaciones

- Esterilización de rutina / ciclos de autoclave
- Pruebas de "penetración de calor en la cámara de carga" durante la calificación de rendimiento (PQ)
- Pruebas de rendimiento después del mantenimiento o reparación del autoclave

### Características

- Utilizable con los frascos de laboratorio GL 45 originales de DURAN® (1000 ml o menos).
- La profundidad de la sonda se puede ajustar para adaptarse al tamaño del frasco
- Férula ajustable adecuada para sondas de 6,0 mm de diámetro
- Código de rastreo para la trazabilidad del producto y certificado descargable
- Fácil posicionamiento del sensor en el centro de la botella



Code	Description	Packaging
LLG09072178	Screw cap GL 45, PP with Temperature /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

