



Tapón de rosca GL 45 con soporte de termopar, DURAN®

Tapón de rosca GL 45 con soporte de termopar, DURAN®


El tapón de rosca GL 45 con soporte de termopar DURAN® consiste en un soporte encajado en un tapón azul de polipropileno DURAN® GL 45 que acepta hasta tres cables de termopar separados que se utilizan en autoclaves o esterilizadores.

Aplicaciones

- Pruebas de "penetración de calor en la cámara de carga" durante la calificación de rendimiento (PQ)
- Esterilización de rutina / ciclos de autoclave
- Pruebas de rendimiento después del mantenimiento o reparación del autoclave

Características

- Utilizable con los frascos de laboratorio GL 45 originales de DURAN® (1000 ml o menos).
- El tubo de PTFE de 240 mm se puede cortar a la longitud
- Adecuado para sujetar hasta tres cables de termopar separados (Tamaño de los conductores 1/0,3 mm, 1/0,5 mm o 7/0,2 mm)
- Código de rastreo para la trazabilidad del producto y certificado descargable



Code	Description	Packaging
LLG09072179	Screw cap GL 45, PP with Silicone rub/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

