



Gafas de seguridad SecureFit[™] 400

Gafas de seguridad SecureFit[™] 400

- Presenta un autoajuste patentado 3M[™] Technology Pressure Diffusion Temple
- Almohadillas nasales suaves y ajustables para una mayor personalización
- Puntos de contacto de sienes acolchados de doble inyección para mayor comodidad en las orejas
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Muy ligeras: sólo 19 g



Code	Description	Packaging
LLG09006132	Protection spectacle SecureFit 400 AS/1	1 pz.
LLG09006133	Protection spectacle SecureFit 400 AS/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

