



## Gafas de seguridad SecureFit<sup>™</sup> 400

### Gafas de seguridad SecureFit<sup>™</sup> 400

- Presenta un autoajuste patentado 3M<sup>™</sup> Technology Pressure Diffusion Temple
- Almohadillas nasales suaves y ajustables para una mayor personalización
- Puntos de contacto de sienes acolchados de doble inyección para mayor comodidad en las orejas
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Muy ligeras: sólo 19 g



Code	Description	Packaging
LLG09006132	Protection spectacle SecureFit 400 AS/1	1 pz.
LLG09006133	Protection spectacle SecureFit 400 AS/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

