

**Frascos de apoyo****DURAN Group****Frascos de apoyo**

DURAN®. Cuello con rosca DIN GL 45 y tubo GL 32 en la base. Completo con tapón a rosca, junta de silicona y llave de paso de PTFE. Con código de retorno (identificación de lote) certificado disponible a través de internet. ISO 4796-3. Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoesterilizable.



Code	Description	Packaging
LLG09002141	Aspirator bottle 1000 mlneck with GL 45	1 pz.
LLG09002142	Aspirator bottle 2000 mlneck with GL 45	1 pz.
LLG09002143	Aspirator bottle 5000 mlneck with GL 45	1 pz.
LLG09002272	Aspirator bottle 10000 mlneck with GL 4	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

