



Baños termostáticos, CORIO C con tanques transparentes

Baños termostáticos, CORIO™ C con tanques transparentes

Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ C para aplicaciones de temperatura interna cuenta con una cubeta transparente que les permite trabajar a temperaturas desde los 20 °C a los 100 °C.

- Modelo para aplicaciones internas
 - Pantalla brillante y fácil de leer
 - Muy silencioso
- Rango de temperatura de trabajo: +20 & +100 °C
Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,03$ °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Capacidad de presión: 6 l/min / 0,1 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657985	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT5	1 pz.
LLG04657986	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT9	1 pz.
LLG04657987	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT1	1 pz.
LLG04657988	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT2	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

