



## Baños termostáticos, CORIO C con tanques transparentes

### Baños termostáticos, CORIO™ C con tanques transparentes

Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ C para aplicaciones de temperatura interna cuenta con una cubeta transparente que les permite trabajar a temperaturas desde los 20 °C a los 100 °C.

-Modelo para aplicaciones internas

-Pantalla brillante y fácil de leer

-Muy silencioso

Rango de temperatura de trabajo: +20 & +100 °C

Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,03$  °C

Capacidad de calefacción: 2 kW

Capacidad de presión: 6 l/min / 0,1 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657985	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT5	1 pz.
LLG04657986	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT9	1 pz.
LLG04657987	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT1	1 pz.
LLG04657988	Open Heating Bath Circulator CORIO C-BT2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

