



## Baños termostáticos, CORIOCD con tanques transparentes

### Baños termostáticos, CORIO™CD con tanques transparentes

Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ para aplicaciones de temperaturas internas y externas disponen de un tanque transparente con un rango de temperatura de trabajo de 20 °C a los 100 °C. Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas transparentes de alta calidad y con conexiones de bomba.

- Modelos para aplicaciones internas y externas
  - Pantalla brillante y fácil de leer
  - Muy silencioso
  - Fácil cambio de bomba entre circulación interna y externa
  - Conexión USB
  - Clase III (FL) de acuerdo a DIN 12876-1
- Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 100 °C  
Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,03$  °C  
Capacidad de circulación: 2 kW  
Caudal de circulación: 15 l/min  
Presión: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657994	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-BT	1 pz.
LLG04657995	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-BT	1 pz.
LLG04657996	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-BT	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

