



Baños termostáticos, CORIOCD con tanques transparentes

Baños termostáticos, CORIO™CD con tanques transparentes

Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ para aplicaciones de temperaturas internas y externas disponen de un tanque transparente con un rango de temperatura de trabajo de 20 °C a los 100 °C. Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas transparentes de alta calidad y con conexiones de bomba.

- Modelos para aplicaciones internas y externas
 - Pantalla brillante y fácil de leer
 - Muy silencioso
 - Fácil cambio de bomba entre circulación interna y externa
 - Conexión USB
 - Clase III (FL)de acorde a DIN 12876-1
- Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 100 °C
Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,03$ °C
Capacidad de circulación: 2 kW
Caudal de circulación: 15 l/min
Presión: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657994	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-BT	1 pz.
LLG04657995	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-BT	1 pz.
LLG04657996	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-BT	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

