



Baños termostáticos, CORIO C con tanques de acero inoxidable

Baños termostáticos, CORIO™ C con tanques de acero inoxidable

Los baños termostáticos abiertos CORIO™ C para aplicaciones de temperaturas internas cuenta con un tanque de acero inoxidable que les permite trabajar a temperaturas desde los 20 °C a los 100 °C.

- Para aplicaciones internas
 - Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
 - Muy silencioso
 - Tornillo de drenaje integrado (excepto B5)
- Rango de temperatura de trabajo: 20 & 100 °C
Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,03$ °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 6 l/min
Presión: 0,1 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657989	Open Heating Bath Circulator CORIO C-B5	1 pz.
LLG04657990	Open Heating Bath Circulator CORIO C-B13	1 pz.
LLG04657991	Open Heating Bath Circulator CORIO C-B17	1 pz.
LLG04657992	Open Heating Bath Circulator CORIO C-B19	1 pz.
LLG04657993	Open Heating Bath Circulator CORIO C-B27	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

