

**Baños termostáticos, CORIO CD con tanques de acero inoxidable****JULABO****Baños termostáticos, CORIO™ CD con tanques de acero inoxidable**

Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ para aplicaciones de temperaturas internas y externas disponen de un tanque de acero inoxidable con un rango de temperatura de trabajo de 20 °C a los 150 °C. Los baños termostáticos con cubeta abierta de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas de alta calidad hechas de acero inoxidable y con conexiones de bomba.

- Modelos para aplicaciones internas y externas
 - Pantalla brillante y fácil de leer
 - Muy silenciosos
 - Fácil cambio de bomba entre circulación interna y externa
 - Conexión USB
 - Tornillo de drenaje integrado (excepto B5)
- Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 150 °C
Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,03$ °C
Capacidad de calefacción: 2 kW
Caudal: 15 l/min
Presión: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657997	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B5	1 pz.
LLG04657998	Julabo CORIO CD-B13	1 pezzo
LLG04657999	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B1	1 pz.
LLG04658000	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B1	1 pz.
LLG04658001	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B2	1 pz.
LLG04658002	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B3	1 pz.
LLG04658003	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B3	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

