

**Baños termostáticos, CORIO CD con tanques de acero inoxidable****JULABO****Baños termostáticos, CORIO™ CD con tanques de acero inoxidable**

Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ para aplicaciones de temperaturas internas y externas disponen de un tanque de acero inoxidable con un rango de temperatura de trabajo de 20 °C a los 150 °C. Los baños termostáticos con cubeta abierta de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas de alta calidad hechas de acero inoxidable y con conexiones de bomba.

- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla brillante y fácil de leer
- Muy silenciosos
- Fácil cambio de bomba entre circulación interna y externa
- Conexión USB

-Tornillo de drenaje integrado (excepto B5)

Rango de temperatura de trabajo: 20 ... 150 °C

Estabilidad de la temperatura:  $\pm 0,03$  °C

Capacidad de calefacción: 2 kW

Caudal: 15 l/min

Presión: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04657997	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B5	1 pz.
LLG04657998	Julabo CORIO CD-B13	1 pezzo
LLG04657999	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B1	1 pz.
LLG04658000	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B1	1 pz.
LLG04658001	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B2	1 pz.
LLG04658002	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B3	1 pz.
LLG04658003	Open Heating Bath Circulator CORIO CD-B3	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

