

**Termoagitador para microplacas, TS-DW**

Grant

**Termoagitador para microplacas, TS-DW**

El termoagitador TS-DW ha sido diseñado para agitar y calentar placas de pozos profundos. Se basa en un sistema de 3 dispositivos independientes: incubadora, agitador de placas y agitador con calefacción.

- Plataforma perfilada para un ajuste perfecto de la placa y una máxima transferencia de calor
- Rango de ajuste de la temperatura: +25 a 100 ° C
- Rango de control de temperatura: temp. ambiente + 5°C a 100°C
- Velocidad de agitación: 250 a 1400 rpm
- Rápida velocidad de calentamiento
- Pequeñas dimensiones

**Aplicaciones:** ensayos en ciencias biológicas, biología molecular y celular, lisis celular, aislamiento y purificación de ADN, preparación de muestras para PCR, re-suspensión de pellets o cualquier otro método que implique trabajar con muchas muestras que se han de mezclarse en placas.



Code	Description	Packaging
LLG06280074	Thermoshaker TS-DW for 1 deepwell pla/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

