



## Medidor de pH FiveEasy<sup>™</sup>pH F20 / FiveEasy Plus<sup>™</sup>pH FP20

Los medidores de banco FiveEasy<sup>™</sup> y FiveEasy<sup>™</sup> Plus proporcionan mediciones de alta calidad de pH/mV con el simple clic de un botón.

- Una pantalla grande, fácil de leer y fácil de entender con toda la información visible de un vistazo
- Cinco botones auto-explicativos que hacen que la operación sea simple y fácil
- Conectividad rápida y fácil para una transferencia de datos sencilla y segura (sólo FP)
- Incluye una barra de extensión del brazo del electrodo

### Material de suministro:

**Medidor F20:** Medidor con CD de instrucciones de funcionamiento, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

**F20 estándar:** como medidor F20, más un electrodo de pH 3 en 1 de plástico LE438, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**Medidor FP20:** Medidor con CD de instrucciones de operación, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

**FP20 estándar:** como el medidor FP20, más un electrodo de pH 3 en 1 de plástico LE438, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**FP20-Bio:** como medidor FP20, más un electrodo de pH 3 en 1 de vidrio LE410, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**FP20-Micro:** como el medidor FP20, más un microelectrodo de pH de vidrio LE422, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**FP20-TRIS:** como el medidor FP20, más el electrodo de pH de vidrio LE420 con diafragma de manga movable, 1 de cada uno de los sobres tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

### Especificaciones

#### Rango de medición (precisión)

pH F20 / FP20: 0,00 ... 14,00 pH / -2,00 ... 16,00 pH ( $\pm 0,01$  pH)



mV: -2000 ... 2000 mV ( $\pm 1$  mV)

Temperatura F20 / FP20: 0 ... 100 °C (0,5 °C) / -5 ... 105 °C (0,3 °C)

Entrada: BNC, cinch (NTC 30 k $\Omega$ ?)

Compensación de temperatura: ATC y MTC

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz / 12 V DC

Calibración F20: 3 puntos, lineal, 4 grupos de tampón predefinidos

Calibración FP20: 5 puntos, lineal/segmentos, 4 grupos de tampón predefinidos

Solo FP20

Memoria: 200 resultados

Interfaz: RS232, USB, entrada de referencia

Code	Description	Packaging
LLG06280100	FiveEasy F20-pH/mV-benchtoper meter(instr	1 pezzo
LLG06280101	FiveEasy F20-standard-kit bentoper meteri	1 pz
LLG06280102	FiveEasy Plus FP20-pH/mV-benchtoper meter	1 pezzo
LLG06280103	FP20-Standard Kit	1 pezzo



Code	Description	Packaging
LLG06280104	FiveEasy Plus FP20-Bio-kit bentop met/1	1 pz.
LLG06280105	FiveEasy Plus FP20-Micro kit benchtop/1	1 pz.
LLG06280106	FiveEasy Plus FP20-TRIS kit benchtop /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

