

**Medidor de pH FiveEasy<sup>™</sup> pH F20 / FiveEasy Plus<sup>™</sup> pH FP20**

Los medidores de banco FiveEasy<sup>™</sup> y FiveEasy<sup>™</sup> Plus proporcionan mediciones de alta calidad de pH/mV con el simple clic de un botón.

- Una pantalla grande, fácil de leer y fácil de entender con toda la información visible de un vistazo
- Cinco botones auto-explicativos que hacen que la operación sea simple y fácil
- Conectividad rápida y fácil para una transferencia de datos sencilla y segura (sólo FP)
- Incluye una barra de extensión del brazo del electrodo

**Material de suministro:**

**Medidor F20:** Medidor con CD de instrucciones de funcionamiento, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

**F20 estándar:** como medidor F20, más un electrodo de pH 3 en 1 de plástico LE438, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**Medidor FP20:** Medidor con CD de instrucciones de operación, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

**FP20 estándar:** como el medidor FP20, más un electrodo de pH 3 en 1 de plástico LE438, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**FP20-Bio:** como medidor FP20, más un electrodo de pH 3 en 1 de vidrio LE410, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**FP20-Micro:** como el medidor FP20, más un microelectrodo de pH de vidrio LE422, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**FP20-TRIS:** como el medidor FP20, más el electrodo de pH de vidrio LE420 con diafragma de manga movable, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

**Especificaciones****Rango de medición (precisión)**

pH F20 / FP20: 0,00 ... 14,00 pH / -2,00 ... 16,00 pH ( $\pm 0,01$  pH)



**mV: -2000 ... 2000 mV ( $\pm 1$  mV)**  
**Temperatura F20 / FP20: 0 ... 100 °C (0,5 °C) / -5 ... 105 °C (0,3 °C)**  
**Entrada: BNC, cinch (NTC 30 k $\Omega$ )**  
**Compensación de temperatura: ATC y MTC**  
**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz / 12 V DC**  
**Calibración F20: 3 puntos, lineal, 4 grupos de tampón predefinidos**  
**Calibración FP20: 5 puntos, lineal/segmentos, 4 grupos de tampón predefinidos**  
**Solo FP20**  
**Memoria: 200 resultados**  
**Interfaz: RS232, USB, entrada de referencia**

| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06280100 | FiveEasy F20-pH/mV-benchtop meter(instr | 1 pezzo   |
| LLG06280101 | FiveEasy F20-standard-kit bentop meteri | 1 pz      |
| LLG06280102 | FiveEasy Plus FP20-pH/mV-benchtop meter | 1 pezzo   |
| LLG06280103 | FP20-Standard Kit                       | 1 pezzo   |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06280104 | FiveEasy Plus FP20-Bio-kit bentop met/1 | 1 pz.     |
| LLG06280105 | FiveEasy Plus FP20-Micro kit benchtop/1 | 1 pz.     |
| LLG06280106 | FiveEasy Plus FP20-TRIS kit benchtop /1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

