



### Conductímetros FiveEasy<sup>TM</sup>F30 / FiveEasy<sup>TM</sup>Plus FP30

Los medidores de mesa de trabajo FiveEasy<sup>TM</sup> y FiveEasy<sup>TM</sup> Plus proporcionan mediciones de conductividad de alta calidad con el simple clic de un botón. Son la elección perfecta para obtener datos de medición fiables a un precio razonable.

- Una pantalla grande, fácil de leer y de entender con toda la información visible de un vistazo
- Cinco botones auto-explicativos que hacen que la operación sea simple y fácil
- Conectividad rápida y fácil para una transferencia de datos sencilla y segura (sólo FP)
- Incluye una barra de extensión del brazo del electrodo

#### Material de suministro:

**Medidor F30/FP30:** Medidor con CD de instrucciones de funcionamiento, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

**F30/FP30 estándar:** Como el medidor F30/FP30, más el sensor de conductividad LE703, 1 de cada uno de los sobres estándar de 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  y 12,88 mS/cm

#### Especificaciones

##### Rango de medición (Precisión)

**Conductividad F30 / FP30:** 0,01  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ... 200 mS/cm / 0,01  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ... 500 mS/cm ( $\pm 0,5$  % del resultado obtenido)

**TDS F30 / FP30:** 0,01 mg/l ... 200 g/l / 0,01 mg/l ... 300 g/l

**Temperatura F30 / FP30:** 0 ... 100 °C (0,5 °C) / -5 ... 105 °C (0,3 °C)

**Calibración F30:** 1 punto, 3 estándares predefinidos

**Calibración FP30:** 1 punto, 3 estándares predefinidos, entrada manual de la constante de celda

**Entrada:** Mini-DIN

**Temperatura de compensación:** Lineal: 0,00 %/°C ... 10,00 %/°C

**Temperatura de referencia:** 20 °C y 25 °C

**Fuente de alimentación:** 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz / 12 V DC

**Solo FP30**

**Salinidad:** 0,00 ... 42 psu



**Memoria: 200 resultados**  
**Interfaz: RS232, USB**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG06280107	FiveEasy F30-conductivity meter	1 pz.
LLG06280108	FiveEasy F30-Standard kit conductivity	1 pz
LLG06280109	FiveEasy Plus FP30-conductivity meter	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

