

**Gafas panorámicas LLG****LLG Labware****Gafas panorámicas LLG**

- Homologación CE según EN166 y EN170
- Diseño lineal y compacto
- Se pueden usar sobre gafas de prescripción
- Diadema ancha y totalmente ajustable
- Marco hecho de material hipoalergénico testado
- 100% protección UV (hasta 380nm)
- Peso: 84 g



Code	Description	Packaging
LLG06284811	LLG-Panoramic Eyeshield, blue frame, cl	5 pz.
LLG06291832	LLG-Panoramic Eyeshield, blue frame,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

