

**Gafas panorámicas LLG****LLG Labware****Gafas panorámicas LLG**

- Homologación CE según EN166 y EN170
- Diseño lineal y compacto
- Se pueden usar sobre gafas de prescripción
- Diadema ancha y totalmente ajustable
- Marco hecho de material hipoalergénico testado
- 100% protección UV (hasta 380nm)
- Peso: 84 g



Code	Description	Packaging
LLG06284811	LLG-Panoramic Eyeshield, blue frame, cl	5 pz.
LLG06291832	LLG-Panoramic Eyeshield, blue frame,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

