



Casetes para tejidos

Casetes para tejidos

Adecuados para el procesamiento e inclusión histológica de piezas en parafina.

Ideales para el almacenamiento y la identificación de muestras de tejido.

Dimensiones (An x L x Alt): 28 x 40 x 11 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06284760	Embedding rings, white ABS, 28x40x1/500	500 pz.
LLG06284761	Embedding rings, blue ABS, 28x40x11/500	500 pz.
LLG06284762	Embedding rings, yellow ABS, 28x40x/500	500 pz.
LLG06284763	Embedding rings, green ABS, 28x40x1/500	500 pz.
LLG06284764	Embedding rings, pink ABS, 28x40x11/500	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

