

**Casetes histológicos, POM****Kartell****Casetes histológicos, POM**

Casetes de incrustación de tejido para inclusiones de parafina. Con tapa abatible que se rompe al cerrarse, lo que permite una fácil extracción.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06269288 | Embedding cassettes type Mega yello/100 | 100 pz. |
| LLG06280220 | Tissue embedding cassette, blue UNI/500 | 500 pz. |
| LLG06284765 | Tissue embedding cassette, yellow U/500 | 500 pz. |
| LLG06284766 | Tissue embedding cassette, red UNI /500 | 500 pz. |
| LLG06284767 | Tissue embedding cassette, green UN/500 | 500 pz. |
| LLG06284771 | Embedding cassettes type Mega blue,/100 | 100 pz. |
| LLG06284772 | Embedding cassettes type Mega green/100 | 100 pz. |
| LLG06284773 | Embedding cassettes type Mega pink,/100 | 100 pz. |
| LLG07910449 | Embedding cassettes type Mega white/100 | 100 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

