



## EUROBOX, aleación de aluminio

### EUROBOX, aleación de aluminio

- Aleación de aluminio robusta y resistente a la corrosión
- Bisagras de acero inoxidable
- Tapón con juntas como protección contra el polvo y salpicaduras de agua
- Cinturón para asegurar la tapa
- Cierre mediante precinto, candado o cerradura
- Apilable
- Esquinas de apilado azules, de plástico resistente a golpes



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09301356 | Eurobox 27l, stackablecorrosion resista | 1 pz      |
| LLG09301357 | Euro-boxes 42l, stackablecorrosion resi | 1 pz      |
| LLG09301358 | Eurobox 60l, stackablecorrosion resista | 1 pz      |
| LLG09301359 | Eurobox 70l, stackablecorrosion resista | 1 pz      |
| LLG09301360 | Eurobox 81l, stackablecorrosion resista | 1 pz      |
| LLG09301361 | Eurobox 155l, stackablecorrosion resist | 1 pz      |
| LLG09301362 | Eurobox 240l, stackablecorrosion resist | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6ª Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

