



EUROBOX, aleación de aluminio

EUROBOX, aleación de aluminio

- Aleación de aluminio robusta y resistente a la corrosión
- Bisagras de acero inoxidable
- Tapón con juntas como protección contra el polvo y salpicaduras de agua
- Cinturón para asegurar la tapa
- Cierre mediante precinto, candado o cerradura
- Apilable
- Esquinas de apilado azules, de plástico resistente a golpes



Code	Description	Packaging
LLG09301356	Eurobox 27l, stackablecorrosion resista	1 pz
LLG09301357	Euro-boxes 42l, stackablecorrosion resi	1 pz
LLG09301358	Eurobox 60l, stackablecorrosion resista	1 pz
LLG09301359	Euroboy 70l, stackablecorrosion resista	1 pz
LLG09301360	Eurobox 81l, stackablecorrosion resista	1 pz
LLG09301361	Eurobox 155l, stackablecorrosion resist	1 pz
LLG09301362	Eurobox 240l, stackablecorrosion resist	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

