



Cubetas metálicas para histología

Cubetas metálicas para histología

Fabricadas en acero inoxidable para facilitar la extracción de inclusiones de parafina: permiten una ubicación precisa de la muestra en la parafina.



Code	Description	Packaging
LLG06285347	Metal bowl 52 x 35 x 11.6 mm pack of/10	10 pz.
LLG06285348	Metal bowl 52x35x11mm standard, pack/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

