

**Registrador de datos de temperatura LOG200**

Dostmann electronic

**Registrador de datos de temperatura LOG200**

- Tamaño de la memoria: 150.000 mediciones
- Utilizable sin software (ajustes predeterminados) (intervalo de 15 minutos, sin ajustes de alarma)
- Creación automática de PDF
- Intervalo de grabación ajustable libre: de 10 segundos a 24 horas
- Memoria Max-Min-Display (reseteable)
- Funciones de marcación de tiempo para medir los resultados
- Sensor de movimiento para la grabación de choque, por ejemplo: cierre de puertas o ventanas
- Duración de la batería aprox. 4 años (intervalo de grabación >15 minutos)
- Incluye un soporte de pared
- LEDs de estado y de alarma
- Conformidad HACCP según EN 12830

Software gratuito LogConnect, para la configuración (alarmas, intervalo, cambio de configuración de la pantalla) o LogGraph2 para una cómoda visualización gráfica y tabular de los valores medidos, incluyendo arrastre y zoom. El software está disponible para su descarga.

**Especificaciones****Rango de medición: -40 ... 70 °C****Precisión: 0,1 °C****Exactitud: ±0,5 °C (-10 ... 40 °C), de lo contrario ±1,0 °C****Interfaz:****Carcasa: USB (integr.)****Plástico (ABS)****Batería: 1 x 3,6 V litio 1/2 AA****Dimensiones: 91,5 x 42 x 20 mm****Peso: aprox. 70 g**

Code	Description	Packaging
LLG06284757	Data logger LOG200 temperature, -40../1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

